

CAPITOLATO TECNICO

Contenitori pre- riempiti formalina

caratteristiche

Contenitore per campione biotici - diverse misure - con capsula sigillata contenente liquido fissativo a base di formalina al 4% , ghiera di sicurezza, tappo frontale, contenitore con soluzione tampone (fisiologica + fosfato) nel quale collocare il campione da analizzare, codice colore per identificazione + supporti in pexiglass per contenitori di formalina di 8 e 12 posti

- | | |
|--|-------------------------|
| <u>lotto n. 1</u>
n. 3000 pezzi | - contenitore da 20ml |
| <u>lotto n. 2</u>
n. 1600 pezzi | - contenitore da 30ml |
| <u>lotto n. 3</u>
n. 3400 pezzi | - contenitore da 60ml |
| <u>lotto n. 4</u>
n. 3400 pezzi | - contenitore da 90ml |
| lotto n. 5
n. 100 pezzi | - contenitore da 250ml |
| <u>lotto n. 6</u>
n. 100 pezzi | - contenitore da 2000ml |
| <u>lotto n. 7</u>
n. 300 pezzi | - contenitore da 5000ml |
| <u>lotto n. 8</u>
n. 200 pezzi | - contenitore da 2500ml |
| <u>lotto n. 9</u>
n. 80pz supporto in pexiglass per contenitori di formalina di 8 posti | |
| <u>lotto n. 10</u>
n. 80pz supporto in pexiglass per contenitori di formalina di 12 posti | |